

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mdm2 토끼 다클론 항체 - Q00987

품목 번호: CM0017174



소개

인간 MDM2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. E3 유비퀴틴 리가제이자 주요 p53 조절자인 인간 및 마우스 MDM2(55kDa)를 검출하며, 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDM2 토끼 pAb
비고/별칭	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
종	인간
유전자 ID(인간)	4193
유전자 ID	4193
면역원	인간 MDM2(NP_001354919.1)의 아미노산 231-330 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00987
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩