


Anti-Me1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa) - P48163

품목 번호: CM0027785



소개

인간 ME1 (NADP 의존성 말산 효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 64 kDa에서 밴드를 검출합니다. 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부사항
제품명	ME1 Rabbit pAb
비고/별칭	MES; HUMNDME; ME1
종	인간
유전자 ID (인간)	4199
유전자 ID	4199
면역원	인간 ME1 (NP_002386.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48163
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백