


Wb, Elisa용 항-Me2 다클론 항체 - P23368

품목 번호: CM0025407



소개

인간 미토콘드리아 NAD 의존성 사과효소(ME2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 면역원은 아미노산 220-479에 해당합니다. 미토콘드리아 대사 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ME2 토끼 pAb
비고/별칭	ODSI; ME2
종	인간
GeneID (인간)	4200
GeneID	4200
면역원	인간 ME2 (NP_001161807.1)의 아미노산 220-479에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23368
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 팩