


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Me3 (Nadp-Me) 토끼 다클론 항체 - Q16798

품목 번호: CM0014388



소개

인간 ME3(NADP 의존성 말산 효소, 미토콘드리아)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. Uniprot: Q16798.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ME3 토끼 pAb
비고/별칭	NADP-ME; ME3
종	인간
유전자 ID (인간)	10873
유전자 ID	10873
면역원	재조합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16798
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩