


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Meckelin 단일클론 항체 - Q5Hya8

품목 번호: CM0003857



소개

인간 Meckelin (TMEM67)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 섬모병증 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Meckelin Rabbit mAb
비고/별칭	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
종	인간
GeneID (인간)	91147
GeneID	91147
면역원	인간 Meckelin (NP_714915.3)의 아미노산 800-880에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5HYA8
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백