


## Anti-Mecom Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q03112 / Q13465

품목 번호: CM0025582



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 MECON (EVI1) 표적 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 쥐에서 검증됨. 전사 조절, 히스톤 메틸화 및 백혈병 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MECON Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭       | EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECON         |
| 종           | 인간                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 2122                                                                   |
| 유전자 ID      | 2122                                                                   |
| 면역원         | 재조합 단백질 / 인간 MECON (NP_004982.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                     |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                                |
| 적용          | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 쥐                                                                  |
| SWISS       | Q03112/Q13465                                                          |
| 단백질 분자량     | 18kDa/117kDa/118kDa/125kDa/139kDa                                      |
| 배송          | 아이스백                                                                   |