

Wb, Elisa용 Anti-Mecp2 폴리클로날 항체 - P51608

품목 번호: CM0027033



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MECP2 Rabbit Polyclonal Antibody (P51608).

인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응합니다. 크로마틴 생물학, DNA 메틸화 및 신경발달 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MECP2 Rabbit pAb
비고/별칭	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	4204
GeneID	4204
면역원(Immunogen)	인간 MECP2 (NP_004983.1)의 아미노산 387-486 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P51608
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)