

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mecp2 폴리클로날 항체 - P51608

품목 번호: CM0014113



소개

메틸-CpG 결합 단백질 2(MECP2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB에서 ~52kDa 밴드를 검출합니다. 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 억제 및 DNA 메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MECP2 토끼 pAb
비고/별칭	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
종	인간
GeneID (인간)	4204
GeneID	4204
면역원	인간 MECP2 (NP_004983.1)의 아미노산 387-486에 해당하는 서열을 기반으로 한 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P51608
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백