

Ihc-P, Elisa용 Anti-Mecr 폴리클로날 항체 - Q9Bv79

품목 번호: CM0018946



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 MECR Rabbit pAb (UniProt Q9BV79). 인간(Human)과 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 합성, 철 항상성 및 MECR 관련 신경계 장애 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MECR Rabbit pAb
비고/별칭	ETR1; NRBFI; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	51102
면역원(Immunogen)	인간 MECR (NP_057095.4)의 아미노산 54-373 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9BV79
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩