

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mecr 토끼 단일클론 항체 - Q9Bv79

품목 번호: CM0008276



소개

인간 MECR에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 합성 및 철 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MECR Rabbit mAb
비고/별칭	ETRI; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYT0ABG
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51102
GeneID	51102
항원(Immunogen)	인간 MECR(NP_057095.4)의 아미노산 54-373 내 서열에 해당하는 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BV79
단백질 분자량(Protein Weight)	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)