


Anti-Med1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15648

품목 번호: CM0022941



소개

인간 MED1 (Mediator 복합체 서브유닛 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 폴리메라아제 II 전사 공동활성화 및 핵 수용체 신호 전달 경로 연구에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MED1 Rabbit pAb
비고/별칭	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
종	인간
유전자 ID (인간)	5469
유전자 ID	5469
면역원	제조합 단백질 인간 MED1 (NP_004765.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15648
단백질 분자량	168kDa
배송	아이스백