


Anti-Med15 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q96Rn5

품목 번호: CM0019672



소개

인간 MED15(ARC105)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 MED15(~87 kDa)를 검출합니다. 전사 조절 및 Mediator 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MED15 토끼 pAb
비고/별칭	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
종	인간
유전자 ID (인간)	51586
유전자 ID	51586
면역원	인간 MED15 (NP_001003891.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96RN5
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩