


Wb, Elisa용 Anti-Med17 폴리클로날 항체 - Q9Nvc6

품목 번호: CM0029515



소개

MED17에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에 대해 검증되었습니다. 중개자 복합체 및 RNA 폴리머라제 II 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MED17 Rabbit pAb
비고/별칭	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9440
GeneID	9440
면역원	인간 MED17 (NP_004259.3)의 아미노산 250-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NVC6
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백