


Anti-Med18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bue0

품목 번호: CM0014543



소개

이 MED18에 대한 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, RNA 폴리머라제 II 전사에 필수적인 매개체 복합체 서브유닛인 인간 및 마우스 MED18을 검출합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MED18 Rabbit pAb
비고/별칭	SRB5; p28b; MED18
종	인간
GeneID (Human)	54797
GeneID	54797
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BUE0
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백