


## Wb, Elisa용 Anti-Med20 폴리클로날 항체 - Q9H944

품목 번호: CM0023537



### 소개

RNA 중합효소 II 전사에 필수적인 Mediator 복합체 서브유닛인 인간 MED20을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | MED20 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | SRB2; TRFP; PRO0213; MED20                                   |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                    |
| GeneID (인간)              | 9477                                                         |
| GeneID                   | 9477                                                         |
| 항원(Immunogen)            | 인간 MED20 (NP_004266.2)의 아미노산 1-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                               |
| SWISS                    | Q9H944                                                       |
| 단백질 분자량                  | 23kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                               |