


Wb, Elisa용 Anti-Med21 폴리클로널 항체 - Q13503

품목 번호: CM0014606



소개

인간 MED21 (SRB7)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. RNA 폴리머라제 II 전사 조절에 관여하는 Mediator 복합체 서브유닛입니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MED21 Rabbit pAb
비고/별칭	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9412
유전자 ID	9412
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 MED21 (NP_004255.2)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13503
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)