


Wb 및 Elisa용 항-Med24 다클론 항체 - O75448

품목 번호: CM0030053



소개

Western Blot(WB) 및 ELISA용으로 검증된 MED24 토끼 다클론 항체입니다. 110kDa Mediator 복합체 서브유닛인 인간, 마우스 및 쥐의 MED24를 검출합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MED24 토끼 pAb
비고/별칭	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
종	인간
GeneID (인간)	9862
GeneID	9862
면역원	인간 MED24(NP_055630.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75448
단백질 중량	110kDa
배송	아이스팩