


Wb, Elisa용 항-Med4 다클론 항체 - Q9Npj6

품목 번호: CM0026071



소개

인간 MED4에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. MED4는 조절 단백질과 RNA 중합효소 II를 연결하여 전사를 조절하는 Mediator 복합체의 서브유닛입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MED4 토끼 pAb
비고/별칭	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	29079
면역원	인간 MED4(NP_054885.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPJ6
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩