


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Med4 토끼 단클론 항체 - Q9Npj6

품목 번호: CM0002266



소개

MED4 토끼 단클론 항체, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 MED4를 인식하며, 이는 RNA 중합효소 II 전사에 관여하는 Mediator 복합체 서브유닛입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MED4 토끼 mAb
비고/별칭	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
종	사람
유전자ID (사람)	29079
유전자ID	29079
면역원	사람 MED4 (Q9NPJ6)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NPJ6
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩