


Wb 및 Elisa용 Anti-Med6 토끼 다클로날 항체 - O75586

품목 번호: CM0030395



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 MED6 토끼 다클로날 항체(pAb). 인간 Mediator 서브유닛 6(28kDa)을 검출합니다. 전사 연구 및 Mediator 복합체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MED6 토끼 pAb
비고/별칭	ARC33; NY-REN-28; MED6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10001
GeneID	10001
항원(Immunogen)	인간 MED6 (NP_005457.2)의 아미노산 27-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O75586
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)