


Wb 및 Elisa용 항Med7 토끼 다클론 항체 - O43513

품목 번호: CM0022673



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 MED7 토끼 다클론 항체로, 인간 및 생쥐 MED7을 인식합니다. MED7은 RNA 중합효소 II 전사에 중요한 매개체 복합체 서브유닛으로, 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MED7 토끼 pAb
비고/별칭	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
종	인간
GeneID (인간)	9443
GeneID	9443
면역원	인간 MED7 (NP_004261.1)의 아미노산 1-233번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O43513
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백