


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Mef2A 다클론 항체 - Q02078

품목 번호: CM0017159



소개

인간 MEF2A에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 근육 발달 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEF2A 토끼 pAb
비고/별칭	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
종	인간
유전자 ID (인간)	4205
유전자 ID	4205
면역원	합성 펩티드 인간 MEF2A (NP_001124400.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02078
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩