


Wb, Ihc, Elisa용 Anti-Mef2D 다클론 항체 - Q14814

품목 번호: CM0019142



소개

인간 MEF2D(56 kDa)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 근육 및 신경 발달에서 전사 조절을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEF2D 토끼 pAb
비고/별칭	MEF2D
종	인간
GeneID (인간)	4209
GeneID	4209
면역원	인간 MEF2D(NP_005911.1)의 아미노산 431-521에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14814
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩