


Wb, If, Ihc, Fc 및 Elisa용 Anti-Megalin/Lrp2 단일클론 항체 - P98164

품목 번호: CM0006333



소개

인간 Megalin/LRP2 C-말단 영역을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트 LRP2 (~522 kDa)를 검출하며, 이는 신장 재흡수, 신경 발달 및 지단백질 대사에 필수적인 다중 리간드 내포작용 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Megalin/LRP2 Rabbit mAb
비고/별칭	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
종	인간
GeneID (Human)	4036
면역원	인간 Megalin/LRP2 (NP_004516.2)의 아미노산 4446-4655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P98164
단백질 분자량	522kDa
배송	아이스백