

## Wb, Elisa용 Anti-Meis2 모노클로날 항체 - O14770

품목 번호: CM0008105



### 소개

인간 MEIS2를 표적으로 하는 토끼 모노클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 MEIS2를 검출합니다. 전사 조절 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | MEIS2 Rabbit mAb                                          |
| 비고/별칭       | MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2                              |
| 종           | 인간(Human)                                                 |
| GeneID (인간) | 4212                                                      |
| GeneID      | 4212                                                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 MEIS2 (O14770)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리        | 모노클로날 항체                                                  |
| 응용          | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                     |
| SWISS       | O14770                                                    |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                      |