

Anti-Meis2 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - O14770

품목 번호: CM0026378



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 MEIS2 Rabbit 폴리클론항체로, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 보입니다. 전사 조절 및 발생 생물학 연구에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEIS2 Rabbit pAb
비고/별칭	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
종	인간
유전자 ID	4212
면역원	인간 MEIS2 (NP_733776.1)의 아미노산 351-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O14770
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백