

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Meis3 폴리클로날 항체 - Q99687

품목 번호: CM0020173

소개

인간 MEIS3에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 전사 조절, 췌장 베타 세포 생존 및 핵 내 국재화 연구에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MEIS3 Rabbit pAb
비고/별칭	MRG2; MEIS3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56917
유전자 ID	56917
면역원(Immunogen)	인간 MEIS3 (NP_001287988.1)의 아미노산 325-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99687
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)