

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mek1 다클론 항체 - Q02750

품목 번호: CM0013680



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 MEK1(MAP2K1) 타겟 토끼 다클론 항체; 마우스 및 래트와 교차 반응함. MAPK/ERK 경로 연구 및 진단 개발을 위해 설계됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEK1 토끼 pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
종	인간
유전자 ID (인간)	5604
유전자 ID	5604
면역원	인간 MEK1(NP_002746.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02750
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩