

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Mek1 토끼 단클론 항체 - Q02750

품목 번호: CM0003901



소개

이중특이성 MAP 키나아제 키나아제인 인간 MEK1(MAP2K1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 신호전달 경로 연구에 이상적입니다 (UniProt: Q02750).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEK1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
종	인간
유전자ID (인간)	5604
유전자ID	5604
면역원	인간 MEK1 (Q02750)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백