

Wb, Elisa용 항-Mek1/Mek2 단일클론 항체 - Q02750/P36507

품목 번호: CM0009922



소개

인간 MEK1/MEK2 키나제를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. MAPK/ERK 신호전달 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEK1/MEK2 토끼 mAb
비고/별칭	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
종	인간
유전자 ID (인간)	5604/5605
유전자 ID	5604/5605
면역원	인간 MEK1/MEK2(Q02750)의 아미노산 1~360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q02750/P36507
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩