

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mek1/Mek2 단일클론항체 - Q02750 / P36507

품목 번호: CM0007259



소개

이 토끼 단일클론항체는 MEK1/MEK2를 표적으로 하며, Western blot, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응하며 MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
비고/별칭	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
종	인간
유전자 ID (인간)	5604/5605
면역원	인간 MEK1/MEK2의 아미노산 170-270 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_002746.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q02750 / P36507
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩