

Wb, Elisa용 Anti-Mek1/Mek2 토끼 다클로날 항체 - Q02750/P36507

품목 번호: CM0024325



소개

MEK1/MEK2 (MAP2K1/2)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEK1/MEK2 토끼 pAb
비고/별칭	MEK1/MEK2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5604/5605
GeneID	5604/5605
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 MAP2K1 (NP_002746.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q02750/P36507
단백질 분자량	40kDa/43kDa/44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)