

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mek2 다클론 항체 - P36507

품목 번호: CM0013281



소개

인간 MEK2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드의 MEK2를 검출합니다. MAPK 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] MEK2 토끼 pAb
비고/별칭	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
종	인간
GeneID (인간)	5605
GeneID	5605
면역원	합성 펩타이드 인간 MEK2(NP_109587.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36507
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백