

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Mek2 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko 검증) - P36507

품목 번호: CM0002154



소개

인간 MEK2 (MAP2K2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에 대해 KO 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 예측 분자량: 44 kDa. MAPK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] MEK2 Rabbit mAb
비고/별칭	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [KO/KD 검증] MEK2
종	인간
유전자 ID (인간)	5605
유전자 ID	5605
면역원	합성 펩타이드: 인간 MEK2 (P36507)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P36507
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백