

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mek3 토끼 단일클론 항체 - P46734

품목 번호: CM0008547

소개

인간 MEK3 (MKK3, MAPKK3)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. MAPK p38 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEK3 Rabbit mAb
비고/별칭	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5606
GeneID	5606
면역원	인간 MEK3 (P46734)의 아미노산 150-347에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P46734
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 백(Ice bag)