

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mek5 토끼 다클로날 항체 - Q13163

품목 번호: CM0024843



소개

인간 MEK5 (MAP2K5)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. MAPK 신호 전달, 세포자멸사 및 심장 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEK5 Rabbit pAb
비고/별칭	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5607
GeneID	5607
면역원	재조합 단백질; 인간 MEK5 (NP_660143.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13163
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백