

Wb, Elisa용 Anti-Mek7 (Map2K7) 단일클론 항체 - O14733

품목 번호: CM0002025



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 anti-MEK7 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 47 kDa 밴드를 검출합니다. JNK 신호 전달 및 스트레스 유발성 세포 사멸에 필수적입니다. O14733.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] MEK7 Rabbit mAb
비고/별칭	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5609
GeneID	5609
면역원	합성 펩티드 인간 MEK7 (O14733)의 아미노산 320-419 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14733
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)