

Anti-Mek7 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, If/Icc, Elisa - O14733

품목 번호: CM0020674



소개

KO 검증된 MEK7 (MKK7, JNKK2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 실험쥐 샘플의 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 스트레스 활성화 JNK MAP 키나제 경로 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] MEK7 Rabbit pAb
비고/별칭	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5609
GeneID	5609
항원	재조합 단백질/사람 MEK7 (NP_660186.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 실험쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O14733
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)