


Anti-Mekk2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

품목 번호: CM0002666



소개

인간 MEKK2(MAP3K2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. MAP 키나제 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEKK2 Rabbit mAb
비고/별칭	MEKK2; MEKK2B
종	인간
GeneID (인간)	10746
GeneID	10746
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2U5
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백