

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mekk3 (Map3K3) 토끼 다클론 항체 - Q99759

품목 번호: CM0019547



소개

Western blotting, IHC-P 및 ELISA용 MEKK3 (MAP3K3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 검증되었으며, MAPK 신호전달 및 전사인자 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEKK3 토끼 pAb
비고/별칭	MEKK3; MAPKKK3
종	인간
유전자 ID	4215
면역원	인간 MEKK3(NP_976226.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99759
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩