

웨스턴 블롯용 Anti-MekK3 단일클론 항체 - Q99759

품목 번호: CM0012719



소개

인간 MEKK3 (MAP3K3)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스에 반응하고, 단백질 분자량은 71kDa입니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEKK3 토끼 mAb
비고/별칭	MEKK3; MAPKKK3
종	인간
유전자 ID (인간)	4215
유전자 ID	4215
면역원	합성 펩타이드 인간 MEKK3 (Q99759)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99759
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백