

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Melan-A/Mart-1 다클론 항체 - Q16655

품목 번호: CM0024868



소개

멜라노솜 생합성 단백질인 Melan-A/MART-1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 흑색종 및 멜라노사이트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Melan-A/MART-1 토끼 pAb
비고/별칭	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
종	인간
GeneID (인간)	2315
GeneID	2315
면역원	인간 Melan-A/MART-1 (NP_005502.1)의 아미노산 48-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16655
단백질 크기	13kDa
배송	아이스 팩