

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Melan-A/Mart-1 토끼 단클론 항체 - Q16655

품목 번호: CM0007214



소개

Melan-A/MART-1 토끼 mAb (Q16655)는 WB, IF, IHC, ELISA에 검증되었습니다. 인간 흑색종 항원에 특이적이며 13 kDa입니다. 멜라닌세포 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Melan-A/MART-1 토끼 mAb
비고/별칭	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
종	인간
유전자 ID (인간)	2315
유전자 ID	2315
면역원	인간 MLANA (NP_005502.1)의 아미노산 11-110 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
소스	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16655
단백질 중량	13kDa
배송	아이스백