


Wb 및 Elisa용 항-Melk 토끼 다클론 항체 - Q14680

품목 번호: CM0013597



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플의 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 항-MELK 토끼 다클론 항체입니다. 세포 주기 및 세포자멸사에 관여하는 모체 배성 류신 지퍼 키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MELK 토끼 pAb
비고/별칭	HPK38; MELK
종	인간
유전자ID (인간)	9833
유전자ID	9833
면역원	인간 MELK (NP_055606.1)의 아미노산 412-651에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14680
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백