


Anti-Melk/Hpk38 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q14680

품목 번호: CM0005400



소개

인간 MELK (HPK38)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기, 세포 사멸(apoptosis), 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MELK Rabbit mAb
비고/별칭	HPK38; MELK
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9833
GeneID	9833
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 MELK (NP_055606.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14680
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)