


Wb, Elisa용 항-메닌 다클론 항체 - O00255

품목 번호: CM0013063



소개

인간 메닌을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 메닌은 핵심 전사 조절자이자 MLL/SET1 히스톤 메틸전이효소 복합체의 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	메닌 토끼 pAb
비고/별칭	MEAI; SCG2; 메닌
종	인간
GeneID (인간)	4221
GeneID	4221
면역원	인간 메닌(NP_000235.2)의 아미노산 266~615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00255
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스팩