

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Mepce 토끼 다클로날 항체 - Q7L2J0

품목 번호: CM0029771



소개

인간 MEPCE (7SK snRNA 메틸포스페이트 캐핑 효소)에 대한 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 7SK RNP 복합체 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEPCE Rabbit pAb
비고/별칭	BCDIN3; MEPCE
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56257
유전자 ID	56257
면역원	인간 MEPCE (NP_062552.2)의 아미노산 470-689에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q7L2J0
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백