

Wb, Elisa용 항-Mepe 다클론 항체 - Q9Nq76

품목 번호: CM0026482

소개

인간 MEPE에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 MEPE를 검출하며 뼈 무기화 및 치수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEPE 토끼 pAb
비고/별칭	OF45; MEPE
종	인간
유전자ID (인간)	56955
유전자ID	56955
면역원	제조합 단백질 / 인간 MEPE (NP_064588.1)의 아미노산 90-256번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQ76
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩