

Wb, Elisa용 항-Mers-Cov 뉴클레오프로틴 폴리클로날 항체 - K9N4V7

품목 번호: CM0019859



소개

MERS-CoV 뉴클레오프로틴(N 단백질)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 바이러스 RNA 패키징 및 복제에 필수적인 뉴클레오프로틴 단백질을 표적으로 합니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MERS-CoV 뉴클레오프로틴 토끼 pAb
GeneID	14254601
면역원	코로나바이러스 뉴클레오프로틴(YP_009047211.1)의 아미노산 1-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩