

Wb, Elisa용 항-Mers-Cov 핵단백질 토끼 단일클론 항체 - K9N4V7

품목 번호: CM0006593



소개

MERS-CoV 핵단백질을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. MERS-CoV를 특이적으로 인식하며, 예상 분자량은 45 kDa입니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MERS-CoV 핵단백질 토끼 mAb
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	14254601
유전자 ID	14254601
면역원	재조합 단백질 코로나바이러스 핵단백질 (YP_009047211.1)의 아미노산 1-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)